

KERN 344-066

KERN

Jeu de poids, M1, 1 g - 1 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



Numéro d'article pour étalonnage 962-619
DAkKS

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	344

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g - 1 kg
Poid de contrôle OIML classe	M1

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	230×140×110 mm
Nombre de poids	13
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	inox finement tourné (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×140×110 mm
Poids net	3,15 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,2 kg
Poids brut env.	3,6 kg
Poids d'expédition	3,5 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-619
---	---------