

# KERN 344-066

# KERN

Kit di pesi, M1, 1 g - 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in valigetta di alluminio



Numero di articolo per calibrazione 962-619  
DAkKS

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	344

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 1 kg
Peso di calibrazione OIML classe	M1

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	230×140×110 mm
Numero di pesi	13
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×140×110 mm
Peso netto	3,15 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,2 kg
Peso lordo ca.	3,6 kg
Peso di spedizione	3,5 kg

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-619
--	---------