

KERN 344-076

KERN

Gewichtssatz, M1, 1 g - 2 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Aluminiumetui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung

962-620

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	344

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	278×180×138 mm
Anzahl Gewichte	15
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	278×180×138 mm
Nettogewicht	5,15 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	5,55 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-620
---	---------