

KERN 344-076

KERN

Jeu de poids, M1, 1 g - 2 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



Numéro d'article pour étalonnage 962-620
DAkKS

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	344

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g - 2 kg
Poid de contrôle OIML classe	M1

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	278×180×138 mm
Nombre de poids	15
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	inox finement tourné (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	278×180×138 mm
Poids net	5,15 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	6 kg
Poids brut env.	6 kg
Poids d'expédition	5,55 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-620
---	---------