

KERN 344-08

KERN

Gewichtssatz, M1, 1 g - 5 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung

962-621

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	344

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 5 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	430×190×200 mm
Anzahl Gewichte	17
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	430×190×200 mm
Nettogewicht	17,81 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	18 kg
Bruttogewicht ca.	18 kg
Versandgewicht	17,81 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-621
---	---------