

KERN 344-08

KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 5 kg, Botão, aço inox virado fino (OIML), numa caixa de madeira



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	344

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 5 kg
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	430×190×200 mm
Número de pesos	17
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	430×190×200 mm
Peso líquido	17,81 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	18 kg
Peso bruto aprox.	18 kg
Peso de envio	17,81 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-621
Número do artigo para calibração DAkkS	962-621