

# KERN 344-084

# KERN

Gewichtssatz, M1, 1 g - 5 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Kunststoff-Etui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung

962-621

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	344

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 5 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	350×320×180 mm
Anzahl Gewichte	17
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoff-Etui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	12,69 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Bruttogewicht ca.	13 kg
Versandgewicht	12,69 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-621
---	---------