

KERN 344-086

KERN

Jeu de poids, M1, 1 g - 5 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



Numéro d'article pour étalonnage 962-621
DAkKS

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	344

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g - 5 kg
Poid de contrôle OIML classe	M1

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	460×260×200 mm
Nombre de poids	16
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	inox finement tourné (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	460×260×200 mm
Poids net	12,6 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	13 kg
Poids brut env.	18 kg
Poids d'expédition	18 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-621
---	---------