

# KERN 344-086

# KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 5 kg, Botão, aço inox virado fino (OIML), em caixa de alumínio



## Pictogramas

STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	344

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 5 kg
Peso de teste OIML classe	M1

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	460×260×200 mm
Número de pesos	16
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox virado fino (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	460×260×200 mm
Peso líquido	12,6 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	13 kg
Peso bruto aprox.	18 kg
Peso de envio	18 kg

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-621
Número do artigo para calibração DAkkS	962-621