

# KERN 344-09

# KERN

Juego de pesas, M1, 1 g - 10 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de madera



Número de artículo para  
calibración DAkkS

962-622

Pictogramas

STANDARD



2 DAYS

## Categoría

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Marca                 | KERN           |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto     | OIML M1        |
| Familia de productos  | 344            |

## Sistema de medición

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Peso de control - valor nominal | 1 g - 10 kg |
| Peso de control OIML clase      | M1          |

## Diseño

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Forma constructiva pesa   | Botón  |
| Dimensiones (A×P×A)       | 540×190×245 mm                                   |
| Número de pesos           | 17   |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de madera                          |
| Material                  | acero inoxidable<br>finamente torneado<br>(OIML) |

## Embalaje y envío

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Lectura fuerza [d] (N)           | 2 d            |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 540×190×245 mm |
| Peso neto                        | 30,61 kg       |
| Método de envío                  | Transporte     |
| Peso neto aprox.                 | 32 kg          |
| Peso bruto aprox.                | 34 kg          |
| Peso de envío                    | 32,5 kg        |

## Servicios

|   |         |
|---|---------|
| Número de artículo para<br>evaluación de la conformidad<br>(homologación) | 952-622 |
|---|---------|