

# KERN 344-096

# KERN

Gewichtssatz, M1, 1 g - 10 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Aluminiumetui



Artikelnummer für DAkkS-  
Kalibrierung

962-622

Piktogramme

STANDARD



1 DAY

## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	344

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 10 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	610×260×235 mm
Anzahl Gewichte	17
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	610×260×235 mm
Nettogewicht	23,9 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	24 kg
Bruttogewicht ca.	28 kg
Versandgewicht	28 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-622
--	---------