

KERN 344-096

KERN

Gewichtenset, M1, 1 g - 10 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	344

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 10 kg
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	610×260×235 mm
Aantal gewichten	17
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	610×260×235 mm
Nettogewicht	23,9 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	24 kg
Brutogewicht ca.	28 kg
Verzendgewicht	28 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-622
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-622