


KERN 346-000-000

Individueller Gewichtskorb für Blockgewichte

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etais
Produktgruppe	Gewichtskorb

Messsystem

OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Gewichtskorb
Material	Edelstahl

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1000×500×500 mm
Versandart	Paketdienst
Versandgewicht	50 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-600
--------------------------------------	---------

Piktogramme

STANDARD

