


# KERN 346-000-000

**KERN**

Panier de poids individuel pour poids blocs



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Support de rangement des poids

## Système de mesure

Poid de contrôle OIML classe	M1
------------------------------	----

## Forme de construction

Forme poid	Panier de poids
Matériau	inox

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1000×500×500 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids d'expédition	50 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-600
--	---------

## Pictogrammes

STANDARD

