


KERN 346-000-000

Cesto singolo per pesi a blocco

KERN



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cesto per pesi

Sistema di misura

Peso di calibrazione OIML classe	M1
----------------------------------	----

Design

Struttura peso	Cesto per pesi
Materiale	acciaio inossidabile

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1000×500×500 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso di spedizione	50 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-600
---	---------

Pittogrammi

STANDARD

