


# KERN 346-022-005

**KERN**

Panier de poids pour poids blocs, ajusté selon la classe OIML M1



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Support de rangement des poids

### Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	20 kg
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	1 mg
Poid de contrôle OIML classe	M1

### Forme de construction

Forme poid	Panier de poids
Matériau	inox

### Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1000×500×500 mm
Poids net	20 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	20 kg
Poids brut env.	20 kg
Poids d'expédition	50 kg

### Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-645
--	---------