


KERN 346-022-005

KERN

Cesto de pesos para pesos em bloco, calibrados segundo a classe M1 OIML



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Cesto de pesos

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	20 kg
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	1 mg
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Forma de construção peso	Cesto de peso
Material	aço inox

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1000×500×500 mm
Peso líquido	20 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	20 kg
Peso bruto aprox.	20 kg
Peso de envio	50 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-645
--	---------