


KERN 346-042-008

KERN

Panier de poids pour poids blocs, ajusté selon la classe OIML M1



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Support de rangement des poids

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	40 kg
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	1,5 mg
Poid de contrôle OIML classe	M1

Forme de construction

Forme poid	Panier de poids
Matériau	inox

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1000×500×500 mm
Poids net	40 kg
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	40 kg
Poids brut env.	40 kg
Poids d'expédition	50 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-646
--	---------