


KERN 346-052-010

KERN

Cesto de pesos para pesos em bloco, calibrados segundo a classe M1 OIML



Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|-----------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Malas & Estojos |
| Grupo de produto | Cesto de pesos |

Sistema de medição

| | |
|--------------------------------------------------|--------|
| Peso de teste - valor nominal | 50 kg |
| Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-) | 2,5 mg |
| Peso de teste OIML classe | M1 |

Desenho

| | |
|--------------------------|---------------|
| Forma de construção peso | Cesto de peso |
| Material | aço inox |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Leitura força [d] (N) | 2 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 1000×500×500 mm |
| Peso líquido | 50 kg |
| Método de envio | Transportadoras |
| Peso líquido aprox. | 50 kg |
| Peso bruto aprox. | 50 kg |
| Peso de envio | 50 kg |

Serviços

| | |
|----------------------------------------|---------|
| Número do artigo para calibração DAkkS | 962-646 |
|----------------------------------------|---------|