


# KERN 346-055-004

# KERN

Gewichtskorb für Blockgewichte justiert nach OIML-Klasse M1



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etais
Produktgruppe	Gewichtskorb

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	50 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	2,5 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

## Bauform

Bauform Gewicht	Gewichtskorb
Material	Edelstahl

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	810×380×390 mm
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	50 kg
Bruttogewicht ca.	55 kg
Versandgewicht	55 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-646
--------------------------------------	---------