


# KERN 346-055-004

# KERN

Cesto de pesos para pesos em bloco, calibrados segundo a classe M1 OIML



## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Cesto de pesos

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	50 kg
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	2,5 mg
Peso de teste OIML classe	M1

## Desenho

Forma de construção peso	Cesto de peso
Material	aço inox

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	810×380×390 mm
Peso líquido	50 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	50 kg
Peso bruto aprox.	55 kg
Peso de envio	55 kg

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-646
--	---------