


KERN 346-055-009

KERN

Panier de poids pour poids blocs, ajusté selon la classe OIML M1



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Support de rangement des poids

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	50 kg
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	2,5 mg
OIML-conforme	✓
Poid de contrôle OIML classe	M1

Forme de construction

Forme poid	Panier de poids
Matériau	inox

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1040×635×370 mm
Poids net	50 kg
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	50 kg
Poids brut env.	50 kg
Poids d'expédition	50 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-646
--	---------