

KERN 346-06

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M1, 5 kg, Bloqueo, acero inoxidable



Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) | 952-643 |
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-643 |

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Peso individual |
| Grupo de producto | OIML M1 |
| Familia de productos | 346 |

Sistema de medición

| | |
|---|--------|
| Peso de control - valor nominal | 5 kg |
| Peso de control - volumen (cm ³) | 694,4 |
| Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³) | 57,9 |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-) | 250 mg |
| Peso de control - Densidad [Min] (OIML) | 3000 |
| Peso de control OIML clase | M1 |

Diseño

| | |
|--------------------------|------------------|
| Forma constructiva pesa | Bloqueo |
| Dimensiones peso (A×P×A) | 150×68×96 mm |
| Material | acero inoxidable |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 150×68×96 mm |
| Peso neto | 5 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 5,0 kg |
| Peso bruto aprox. | 5,0 kg |
| Peso de envío | 5 kg |