

KERN 346-060-600

KERN

Estojo protegido por alumínio para pesos individuais (Bloco, 5 kg Block)



Categoria

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Malas & Estojos |
| Grupo de produto | Estojo protegido por alumínio |

Sistema de medição

| | |
|--|------------|
| Estojo adequado para as aulas da OIML | F1 - M3 |
| Estojo adequado para valores de peso nominal | 5 kg Block |
| Desenho de peso adequado para a caixa | Bloco |

Desenho

| | |
|-------------------|----------------|
| Dimensões (L×P×A) | 225×137×146 mm |
| Material | alumínio |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 225×137×146 mm |
| Peso líquido | 1,25 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 1,4 kg |
| Peso bruto aprox. | 1,4 kg |
| Peso de envio | 1,25 kg |

Pictogramas