


# KERN 346-065-009

# KERN

Panier de poids pour poids blocs, ajusté selon la classe OIML M1



## Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Support de rangement des poids

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	60 kg
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	3 mg
OIML-conforme	✓
Poid de contrôle OIML classe	M1

## Forme de construction

Forme poid	Panier de poids
Matériau	inox

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1000×500×500 mm
Poids net	60 kg
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	60 kg
Poids brut env.	60 kg
Poids d'expédition	60 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-646
--	---------