

KERN 346-07

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 10 kg, Blocco, acciaio inossidabile



Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-644
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-644

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	346

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	10 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	1389
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	115
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	500 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	3000
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Blocco
Dimensioni peso (L×P×A)	193×96×117 mm
Materiale	acciaio inossidabile

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	193×96×117 mm
Peso netto	10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Peso di spedizione	10 kg