

KERN 346-08

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 20 kg, Blocco, acciaio inossidabile



Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-645
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-645

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	346

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	20 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	2778
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	231
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	1 g
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	3000
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Blocco
Dimensioni peso (L×P×A)	233×115×147 mm
Materiale	acciaio inossidabile

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	233×115×145 mm
Peso netto	20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	20 kg
Peso lordo ca.	20 kg
Peso di spedizione	20 kg