

# KERN 346-09

**KERN**

Peso individual, Classe OIML M1, 50 kg, Bloco, aço inox



## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-646
Número do artigo para calibração DAkKS	962-646

## Pictogramas

### STANDARD



2 DAYS

## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	346

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	50 kg
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	6944
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	579
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	2,5 g
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	3000
Peso de teste OIML classe	M1

## Desenho

Forma de construção peso	Bloco
Dimensões peso (L×P×A)	295×158×191 mm
Material	aço inox

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	295×158×191 mm
Peso líquido	50 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	50 kg
Peso bruto aprox.	50 kg
Peso de envio	50 kg