

KERN 346-81

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 100 kg, Peso del carico pesante, ghisa laccata



Servizi

Numero di articolo per calibrazione 962-691
DAkKS

Pittogrammi

STANDARD



2 DAYS

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	346

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	100 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	13889
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	1157
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	5 g
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	3000
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Peso del carico pesante
Dimensioni peso (L×P×A)	340×225×280 mm
Materiale	ghisa laccata

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	340×225×280 mm
Peso netto	100 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	100 kg
Peso lordo ca.	100 kg
Peso di spedizione	100 kg