

KERN 346-83

KERN

Poids individuel, Classe OIML M1, 500 kg, Poids des charges lourdes, fonte laquée



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	346

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	500 kg
Poid de contrôle - volume (cm ³)	69444
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	5787
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	25 g
Poid de contrôle - Densité [Min] (OIML)	3000
Poid de contrôle OIML classe	M1

Forme de construction

Forme poid	Poids des charges lourdes
Dimensions poids (L×P×H)	750×500×314 mm
Matériau	fonte laquée

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	750×500×314 mm
Poids net	500 kg
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	500 kg
Poids brut env.	500 kg
Poids d'expédition	500 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-693
--	---------

Pictogrammes

STANDARD

