

KERN 346-83

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 500 kg, Peso del carico pesante, ghisa laccata



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	346

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	500 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	69444
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	5787
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	25 g
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	3000
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Peso del carico pesante
Dimensioni peso (L×P×A)	750×500×314 mm
Materiale	ghisa laccata

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	750×500×314 mm
Peso netto	500 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	500 kg
Peso lordo ca.	500 kg
Peso di spedizione	500 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-693
---	---------

Pittogrammi

STANDARD

