

KERN 346-84

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 1000 kg, Schwerlastgewicht, Gusseisen lackiert



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	346

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1000 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	138889
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	11574
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	50 g
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	3000
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Schwerlastgewicht
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	750×500×500 mm
Material	Gusseisen lackiert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	750×500×500 mm
Nettogewicht	1000 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	1000 kg
Bruttogewicht ca.	1000 kg
Versandgewicht	1000 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-694
--	---------

Piktogramme

STANDARD

