

# KERN 346-84

**KERN**

Peso singolo, classe OIML M1, 1000 kg, Peso del carico pesante, ghisa laccata



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	346

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1000 kg
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	138889
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	11574
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	50 g
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	3000
Peso di calibrazione OIML classe	M1

## Design

Struttura peso	Peso del carico pesante
Dimensioni peso (L×P×A)	750×500×500 mm
Materiale	ghisa laccata

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	750×500×500 mm
Peso netto	1000 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	1000 kg
Peso lordo ca.	1000 kg
Peso di spedizione	1000 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-694
---	---------

## Pittogrammi

STANDARD

