

# KERN 346-85

**KERN**

Peso singolo, classe OIML M1, 2000 kg, Peso del carico pesante, ghisa laccata



## Categoria

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Marchio               | KERN             |
| Categoria di prodotto | Peso individuale |
| Gruppo di prodotti    | OIML M1          |
| Famiglia di prodotti  | 346              |

## Sistema di misura

|   |         |
|---|---------|
| Peso di calibrazione - valore nominale                      | 2000 kg |
| Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )            | 277778  |
| Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> ) | 23148   |
| Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)                       | 100 g   |
| Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)                 | 3000    |
| Peso di calibrazione OIML classe                            | M1      |

## Design

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Struttura peso          | Peso del carico pesante |
| Dimensioni peso (L×P×A) | 1000×750×500 mm         |
| Materiale               | ghisa laccata           |

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N)        | 2 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 1000×750×500 mm |
| Peso netto                     | 2000 kg         |
| Metodo di spedizione           | Spedizioniere   |
| Peso netto ca.                 | 2000 kg         |
| Peso lordo ca.                 | 2000 kg         |
| Peso di spedizione             | 2000 kg         |

## Servizi

|   |         |
|---|---------|
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 962-695 |
|---|---------|

## Pittogrammi

### STANDARD

