

KERN 347-009-400

KERN

Kunststoff-Etui für Einzelgewichte (Knopf/Kompakt, 1 mg - 500 mg (einzel))



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Kunststoff-Etui

Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M2
Etui passend für Gewichtsennwerte	1 mg - 500 mg (einzel)
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt

Bauform

Material	Kunststoff
Abmessungen (Ø×H)	24×51 mm

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	24×24×51 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Piktogramme

STANDARD

