

# KERN 347-009-400

**KERN**

Estojo de plástico para pesas individuales (Botón/compacto, 1 mg - 500 mg (einzel))



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estojo de plástico

## Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	E1 - M2
Caso adecuado para valores de peso nominal	1 mg - 500 mg (einzel)
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

## Diseño

Material	plásticos
Dimensiones (Ø×A)	24×51 mm

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	24×24×51 mm
Peso neto	0,02 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

## Pictogramas

STANDARD

