

KERN 347-02

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 2 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-632
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-632

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	2 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,25
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0031
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1,2 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	6×11 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×11 mm
Nettogewicht	0,002 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg