

KERN 347-02

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M1, 2 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-632
Número de artículo para calibración DAkkS	962-632

Pictogramas

STANDARD



1 DAY

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	347

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	2 g
Peso de control - volumen (cm ³)	0,25
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0031
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	1,2 mg
Peso de control OIML clase	M1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	6×11 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	6×6×11 mm
Peso neto	0,002 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg