


KERN 347-022-005

KERN

Gewichtskorb für Kontrollgewichte, justiert nach OIML-Klasse M1



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etais
Produktgruppe	Gewichtskorb
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	20 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Gewichtskorb
Maximales Gesamtgewicht	160 kg
Material	Edelstahl

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1000×500×500 mm
Nettogewicht	20 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Bruttogewicht ca.	20 kg
Versandgewicht	50 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-645
--------------------------------------	---------