


KERN 347-022-005

KERN

Cestas para pesas de control, calibradas según la clase OIML M1



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Cesta para pesas
Familia de productos	347

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	20 kg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	1 mg
Peso de control OIML clase	M1

Diseño

Forma constructiva pesa	Cestas para pesas
Peso máximo total	160 kg
Material	acero inoxidable

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1000×500×500 mm
Peso neto	20 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	20 kg
Peso bruto aprox.	20 kg
Peso de envío	50 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-645
-------------------------------------------	---------