


KERN 347-022-005

KERN

Panier de poids pour poids de contrôle, ajusté selon la classe OIML M1



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Support de rangement des poids
Famille de produits	347

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	20 kg
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	1 mg
Poid de contrôle OIML classe	M1

Forme de construction

Forme poid	Panier de poids
Poids total maximal	160 kg
Matériau	inox

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1000×500×500 mm
Poids net	20 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	20 kg
Poids brut env.	20 kg
Poids d'expédition	50 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-645
--	---------