


KERN 347-022-005

KERN

Cesto per pesi di controllo, regolato secondo la classe OIML M1



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cesto per pesi
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	20 kg
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	1 mg
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Cesto per pesi
Peso massimo totale	160 kg
Materiale	acciaio inossidabile

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1000×500×500 mm
Peso netto	20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	20 kg
Peso lordo ca.	20 kg
Peso di spedizione	50 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-645
---	---------