

# KERN 347-030-400

**KERN**

Kunststoff-Etui für Einzelgewichte (Knopf/Kompakt, 1 g - 5 g)



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Kunststoff-Etui

## Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	F1 - M3
Etui passend für Gewichtsennwerte	1 g - 5 g
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt

## Bauform

Material	Kunststoff
Abmessungen (Ø×H)	24×51 mm

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	24×24×51 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Piktogramme

STANDARD

