

KERN 347-030-400

KERN

Astuccio di plastica per pesi individuali (Bottone/compact, 1 g - 5 g)



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Astuccio di plastica

Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	F1 - M3
Caso adatto ai valori di peso nominale	1 g - 5 g
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

Design

Materiale	plastica
Dimensioni (Ø×A)	24×51 mm

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	24×24×51 mm
Peso netto	0,02 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Pittogrammi

STANDARD

