

# KERN 347-030-400

**KERN**

Kunststof etui voor afzonderlijke gewichten (Knopvormig/compactvormig, 1 g - 5 g)



## Categorie

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Merk             | KERN           |
| Productcategorie | Koffers & Euis |
| Productgroep     | Kunststof etui |

## Meetsysteem

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Geval geschikt voor OIML-klassen             | F1 - M3                      |
| Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden | 1 g - 5 g                    |
| Geschikt gewichtsonwerp voor koffer          | Knopvormig/<br>compactvormig |

## Ontwerp

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Materiaal        | kunststoffen |
| Afmetingen (Ø×H) | 24×51 mm     |

## Verpakking & verzending

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d          |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 24×24×51 mm  |
| Nettogewicht                  | 0,02 kg      |
| Verzendmethode                | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca.              | 0,05 kg      |
| Brutogewicht ca.              | 0,05 kg      |
| Verzendgewicht                | 0,1 kg       |

## Pictogrammen

STANDARD

