

KERN 347-030-400

KERN

Estuche de plástico para pesos individuais (Botão/compacto, 1 g - 5 g)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estuche de plástico

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	F1 - M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 g - 5 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Material	plásticos
Dimensões (Ø×A)	24×51 mm

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	24×24×51 mm
Peso líquido	0,02 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD

