


# KERN 347-042-008

# KERN

Gewichtskorb für Kontrollgewichte, justiert nach OIML-Klasse M1



## Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etais
Produktgruppe	Gewichtskorb
Produktfamilie	347

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	40 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1,5 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

## Bauform

Bauform Gewicht	Gewichtskorb
Material	Edelstahl

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1000×500×500 mm
Nettogewicht	40 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	40 kg
Bruttogewicht ca.	40 kg
Versandgewicht	50 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-646
--------------------------------------	---------