


KERN 347-042-008

KERN

Cesto de pesos para pesos de controlo calibrados segundo a classe M1 OIML



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Cesto de pesos
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	40 kg
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	1,5 mg
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Forma de construção peso	Cesto de peso
Material	aço inox

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1000×500×500 mm
Peso líquido	40 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	40 kg
Peso bruto aprox.	40 kg
Peso de envio	50 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-646
----------------------------------------	---------