

KERN 347-05

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 20 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-635
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-635

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	20 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	2,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0313
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	2,5 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	13×23,5 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	13×13×23 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg