

# KERN 347-05

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 20 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-635
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-635

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	20 g
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	2,5
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0313
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	2,5 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600
Testgewicht OIML klasse	M1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	13×23,5 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	13×13×23 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg